



Spécialité de Master « Optique, Matière, Paris »

Stage de recherche (4 mois minimum, à partir de début mars)

Proposition de stage

Date de la proposition : 25/10/2017

Responsable du stage / internship supervisor:			
Nom / name:	Borensztein	Prénom/ first name :	Yves
Tél :	01 44 27 61 55	Fax :	
Courriel / mail:	yves.borensztein@insp.jussieu.fr		
Nom du Laboratoire / laboratory name: Institut des NanoSciences de Paris			
Code d'identification :	UMR7588	Organisme :	CNRS - Univ.Pierre Marie Curie
Site Internet / web site:	http://www.insp.jussieu.fr/yves-borensztein.html		
Adresse / address:	4 place Jussieu 75005 Paris		
Lieu du stage / internship place:	Tour 22 -12, 4e étage		

Titre du stage / internship title: Nanoparticules plasmoniques pour capteurs de molécules en milieu aqueux	
<p>Les nanoparticules de différents métaux (or, argent, palladium...) ont des propriétés optiques particulières, liées aux résonances de plasmon, qui sont des oscillations collectives des électrons de conduction, confinées à l'intérieur des particules. Par exemple, la résonance de plasmon pour l'Or se trouve dans la gamme optique visible, et donne une couleur rouge ou violette aux particules d'Or, au lieu de la couleur jaune habituelle. Cette résonance est très sensible à l'environnement immédiat des particules et peut être fortement affectée lorsque les particules interagissent avec des molécules ou des ions. Grâce à cette très grande sensibilité, on développe actuellement des capteurs de gaz ou biologiques basés sur des nanoparticules d'or, d'alliages à base d'or ou d'autres métaux [1]. (voir fig.1)</p> <p>Nous avons développé une technique optique originale, la spectroscopie de réflectivité anisotrope, qui permet d'atteindre une sensibilité plus élevée que les capteurs plasmoniques classiques, permettant de mettre en évidence l'adsorption de très faibles quantités de molécules, que nous avons utilisée pour étudier la réaction de l'hydrogène avec des nanoparticules d'or [2] ou pour fabriquer un prototype de capteur d'hydrogène [3]. Pour cela, des échantillons spécifiques présentant un dichroïsme optique sont préparés par évaporation d'or et/ou de palladium sur un substrat de verre (fig. 2).#</p> <p>Le but du stage, en prolongement de ces études, est d'adapter cette méthode en milieu aqueux, grâce à une cellule adaptée. Les nanoparticules métalliques plasmoniques étant recouvertes par des molécules sondes, nous pourrions ainsi étudier la présence, même en très faible quantité, d'analytes (c'est-à-dire des molécules à détecter) dans la solution. Deux pistes seront suivies : la première de faisabilité étant la mesure de la variation de l'indice optique du milieu ambiant (eau pure vs. eau + éthanol). La seconde sera la détection de métaux lourds tels que le mercure polluant l'eau. Le stage inclura l'élaboration physico-chimique des échantillons, la caractérisation par microscopie électronique et microscopie à force atomique, les mesures optiques, de la modélisation théorique.</p> <p>1. <i>Biosensing with plasmonic nanosensors</i>, J.N. Anker et al, <i>Nature Materials</i>, 7, 442 (2008) 2. <i>Mechanism of hydrogen adsorption on gold nanoparticles and charge transfer probed by anisotropic surface plasmon resonance</i>, W. Watkins et Y. Borensztein, <i>Phys. Chem. Chem. Phys.</i> 19, 27397 (2017) 3. <i>High sensitive hydrogen plasmonic sensor</i>, W. Watkins et Y. Borensztein (2017)</p>	
	
Fig.1. Déplacement de la résonance de plasmon induite par l'adsorption de molécules	Fig.2. Microscopie électronique à balayage de nanoparticules d'or

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui			
Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: Ecole Doctorale			
Lumière, Matière, Interactions	x	Lasers, Optique, Matière	x

Fiche à transmettre (fichier pdf **obligatoirement**) sur le site <http://stages.master-omp.fr>